

SOLUZIONI DIGITALI EASY GRIP

LINEA IMPLANTARE	LIBRERIA DIGITALE			COMPONENTI PROTESICI					SOFTWARE CAD-CAM
	CARTELLA	NOME	SOLUZIONI PROTESICHE	SCANBODY			PILASTRO	ANALOGO DIGITALE	
				CODICE	DESCRIZIONE	LASER			
Easy Grip HEX Serie 19 - 29 - 39 - 59 - 69	TFI System EasyGrip HEX 5.9	Easy Grip HEX Bridge	Protesi su barra / struttura Toronto	SBFX peek	Ø4.50 2 piani H 5.5	-	PTS00	LB3	EXOCAD 3SHAPE DENTAL WINGS HYPDOCAD
		Easy Grip HEX TBase	Protesi avvitata su T-Base rotante e non rotante	SBPTS peek	Ø4.50 1 piano H 5.0	-	PTR34 e PTS34	LB3	
	TFI System EasyGrip HEX MUA 5.9	Screwed	Protesi avvitata su MUA con connessione diretta	SBPS peek	Ø4.50 2 piani H 7.0	-	PS34-0/1/2/3/4/5	LAS4	
		Link4	Protesi avvitata su MUA dritti con link da incollaggio				PS322/24/30/34	LAS5	
		Link5	Protesi avvitata su MUA angolati con link da incollaggio				LPS4	LAS4	
Easy Grip HEX Serie 19 - 29 - 39 - 59 - 69	TFI System EasyGrip HEX 6.0	Easy Grip HEX Bridge	Protesi su barra / struttura Toronto	SBFX titanio	Ø4.25 2 piani H 5.0	-	PTS00	LD3	EXOCAD 3SHAPE * DENTAL WINGS * HYPDOCAD
		Easy Grip HEX TBase	Protesi avvitata su T-Base rotante e non rotante				PTR34 e PTS34		
		CONNESSIONE	Protesi non rotante con connessione diretta				-		
		CONNESSIONE Rotante	Protesi rotante con connessione diretta				-		
	TFI System EasyGrip HEX MUA 6.0	CONNESSIONE	Protesi avvitata diretta su MUA dritti e angolati	SBPS peek	Ø4.50 2 piani H 7.0	-	PS34-0/1/2/3/4/5	LDS4	
Link4		Protesi avvitata su MUA dritti con link da incollaggio	PS322/24/30/34				LDS5		
Link5		Protesi avvitata su MUA angolati con link da incollaggio	LPS4				LDS4		
Easy Grip CONE Serie 79	TFI System Easy Grip CONE TBASE	LINK	Protesi su T-Base non rotante	7SBFX titanio	Ø4.25 2 piani H 5.0	T	7PTS41/2/3	7LD	EXOCAD 3SHAPE DENTAL WINGS HYPDOCAD
		LINK ROT	Protesi su T-Base rotante				7PTR41/2/3		
		CONNESSIONE	Protesi non rotante con connessione diretta				-		
		CONNESSIONE ROTANTE	Protesi rotante con connessione diretta				-		
Easy Grip CONE e NARROW Serie 79 - 89	TFI System Easy Grip CONE MUA	CONNESSIONE	Protesi avvitata diretta su MUA dritti e angolati	7SBPS titanio	Ø4.80 2 piani H 5.0	M	7PS4-1/2/3/4	7LDS	EXOCAD 3SHAPE DENTAL WINGS HYPDOCAD
		LINK	Protesi avvitata su MUA con link da incollaggio				7PS17-3/5		
		LINK ROT	Protesi avvitata su MUA con link da incollaggio				7PS30-3/5		
Easy Grip NARROW Serie 89	TFI System Easy Grip NARROW	LINK	Protesi su T-Base non rotante	SBSX titanio	Ø4.00 2 piani H 5.0	-	PTS24-2/4/6	LDM	EXOCAD 3SHAPE DENTAL WINGS HYPDOCAD
		LINK ROT	Protesi su T-Base rotante				PTR24-2/4/6		

(*) attualmente NON DISPONIBILI