

SOLUZIONI DIGITALI EASY GRIP

LINEA IMPLANTARE	LIBRERIA DIGITALE			COMPONENTI PROTESICI					SOFTWARE CAD-CAM
	CARTELLA	NOME	SOLUZIONI PROTESICHE	SCANBODY			PILASTRO	ANALOGO DIGITALE	
				CODICE	DESCRIZIONE	LASER			
Easy Grip HEX Serie 19 - 29 - 39 - 59 - 69	TFI System EasyGrip HEX 5.9	Easy Grip HEX Bridge	Protesi su barra / struttura Toronto	SBFX peek	Ø4.50 2 piani H 5.5	-	PTS00	LB3	EXOCAD
		Easy Grip HEX TBase	Protesi avvitata su T-Base rotante e non rotante	SBPTS peek	Ø4.50 1 piano H 5.0	-	PTS34 PTR34	LB3	3SHAPE
	TFI System EasyGrip HEX MUA 5.9	Screwed	Protesi avvitata su MUA con connessione diretta	SBPS peek	Ø4.50 2 piani H 7.0	-	PS34-0/1/2/3/4/5 PS322/24/30/34	LAS4 LAS5	DENTAL WINGS
		Link4 Link5	Protesi avvitata su MUA dritti con link da incollaggio Protesi avvitata su MUA angolati con link da incollaggio				LPS4 LPS5		HYPSOCAD
Easy Grip HEX Serie 19 - 29 - 39 - 59 - 69	TFI System EasyGrip HEX 6.0	Easy Grip HEX Bridge Easy Grip HEX TBase	Protesi su barra / struttura Toronto Protesi avvitata su T-Base rotante e non rotante	SBFX titanio	Ø4.25 2 piani H 5.0	-	PTS00 PTS34 PTR34	LD3	EXOCAD
		CONNESSIONE CONNESSIONE Rotante	Protesi non rotante con connessione diretta Protesi rotante con connessione diretta				-		(3SHAPE)
	TFI System EasyGrip HEX MUA 6.0	CONNESSIONE	Protesi avvitata diretta su MUA	SBPS peek	Ø4.50 2 piani H 7.0	-	PS34-0/1/2/3/4/5 PS322/24/30/34	LDS4 LDS5	(DENTAL WINGS)
		Link4 Link5	Protesi avvitata su MUA dritti con link da incollaggio Protesi avvitata su MUA angolati con link da incollaggio				LPS4 LPS5		HYPSOCAD
Easy Grip CONE Serie 79	TFI System Easy Grip CONE TBASE	LINK LINK ROT	Protesi su T-Base non rotante Protesi su T-Base rotante	7SBFX titanio	Ø4.25 2 piani H 5.0	T	7PTS41/2/3 7PTR41/2/3	7LD	EXOCAD
		CONNESSIONE CONNESSIONE ROTANTE	Protesi non rotante con connessione diretta Protesi rotante con connessione diretta				-		3SHAPE DENTAL WINGS HYPSOCAD
Easy Grip CONE Serie 79 - 89	TFI System Easy Grip CONE MUA	CONNESSIONE	Protesi avvitata diretta su MUA	7SBPS titanio	Ø4.80 2 piani H 5.0	M	7PS4-1/2/3/4 7PS17-3/5 7PS30-3/5	7LDS	EXOCAD
		LINK LINK ROT	Protesi avvitata su MUA con link da incollaggio Protesi avvitata su MUA con link da incollaggio				7LPS		3SHAPE DENTAL WINGS HYPSOCAD
Easy Grip NARROW Serie 89	TFI System Easy Grip NARROW	LINK LINK ROT	Protesi su T-Base non rotante Protesi su T-Base rotante	SBSX titanio	Ø4.00 2 piani H 5.0	-	PTS24-2/4/6 PTR24-2/4/6	LDM	EXOCAD 3SHAPE DENTAL WINGS HYPSOCAD